



中华人民共和国国家标准

GB 31659.9—2025

食品安全国家标准 禽蛋中卡巴氧和喹乙醇代谢物 残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

National food safety standard—
Determination of metabo lite residues of carbadox and o laqu indox in
poultry eggs by liquid chromatography-tandem mass spectrometry method

2025-06-03 发布

2025-09-01 实施



中华人民共和国农业农村部
中华人民共和国国家卫生健康委员会 发布
国家市场监督管理总局

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

食品安全国家标准

禽蛋中卡巴氧和喹乙醇代谢物残留量的测定

液相色谱-串联质谱法

1 范围

本文件规定了禽蛋中卡巴氧代谢物喹恶啉-2-羧酸(QCA)和喹乙醇代谢物 3-甲基喹恶啉-2-羧酸(MQCA)残留量检测的制样和液相色谱-串联质谱测定方法。

本文件适用于鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋中 QCA 和 MQCA 残留量的测定,其他禽蛋的检测可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款,其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

试样中残留的 QCA 和 MQCA 残留经偏磷酸溶液水解提取,叔丁基甲醚萃取后,用磷酸盐缓冲液反萃取,混合型强阴离子交换柱净化,酸性甲醇洗脱,液相色谱-串联质谱法测定,内标法定量。

5 试剂和材料

除另有规定外,所有试剂均为分析纯,水为符合 GB/T 6682 规定的一级水。

5.1 试剂

5.1.1 甲醇(CH_3OH):色谱纯。

5.1.2 乙腈(CH_3CN):色谱纯。

5.1.3 甲酸(HCOOH):色谱纯。

5.1.4 偏磷酸(HPO_3)。

5.1.5 叔丁基甲醚[(CH_3)₃ COCH_3]。

5.1.6 十二水合磷酸氢二钠[$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$]。

5.1.7 氢氧化钠(NaOH)。

5.2 溶液配制

5.2.1 10%偏磷酸-20%乙腈溶液:称取 100 g 偏磷酸,放入 1 000 mL 烧杯中,加入 600 mL 水,加热沸腾至溶解,冷却至室温后,加入 200 mL 乙腈,然后加水稀释至 1 000 mL,混匀。

5.2.2 磷酸盐缓冲液:称取十二水合磷酸氢二钠($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)3.58 g,加入 900 mL 水溶解,用磷酸调节 pH 至 7.0,加水稀释至 1 000 mL,混匀。

5.2.3 0.05 mol/L 氢氧化钠溶液:称取 0.5 g 氢氧化钠,加水溶解,冷却至室温后,加水稀释至 250 mL,混匀。

5.2.4 2%甲酸甲醇:取 2 mL 甲酸,加甲醇稀释至 100 mL,混匀。

5.2.5 0.1%甲酸-甲醇溶液:取 10 mL 甲醇和 100 μL 甲酸,加水稀释至 100 mL,混匀。

5.2.6 0.1%甲酸水溶液:取1.0 mL甲酸,加水稀释至1 000 mL,混匀。

5.3 标准品

5.3.1 喹噁啉-2-羧酸(quinoxaline-2-carboxylic acid, QCA, $C_9H_5N_2O_2$, CAS号:879-65-2)含量 $\geq 97.0\%$ 。

5.3.2 3-甲基喹噁啉-2-羧酸(methyl-3-quinoxaline-2-carboxylic acid, MQCA, $C_{10}H_8N_2O_2$, CAS号:74003-63-7)含量 $\geq 97.0\%$ 。

5.3.3 内标:氘代喹噁啉-2-羧酸(quinoxaline-2-carboxylic acid- D_4 , QCA- D_4 , $C_9HD_4N_2O_2$)含量 $\geq 98.0\%$

5.3.4 内标:氘代3-甲基喹噁啉-2-羧酸(methyl-3-quinoxaline-2-carboxylic acid- D_4 , MQCA- D_4 , $C_{10}H_4D_4N_2O_2$)含量 $\geq 98.0\%$ 。

5.4 标准溶液的制备

5.4.1 标准储备液:取QCA和MQCA标准品适量(相当于各有效成分约10 mg),精密称定,用甲醇溶解并稀释定容于100 mL棕色容量瓶,配制成浓度为100 mg/L的QCA和MQCA标准储备液, $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下避光保存,有效期6个月。

5.4.2 内标储备液:取QCA- D_4 和MQCA- D_4 标准品适量(相当于各有效成分约10 mg),精密称定,用甲醇溶解并稀释定容于100 mL棕色容量瓶,配制成浓度为100 mg/L的QCA- D_4 和MQCA- D_4 内标储备液, $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下避光保存,有效期6个月。

5.4.3 混合标准工作液:分别精密移取QCA和MQCA标准储备液各0.2 mL于100 mL棕色容量瓶,用甲醇稀释至刻度,配制成浓度为200 $\mu\text{g/L}$ 的混合标准工作液, $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下避光保存,有效期1个月。

5.4.4 混合内标工作液:分别精密移取QCA- D_4 和MQCA- D_4 内标储备液各0.2 mL于100 mL棕色容量瓶,用甲醇稀释至刻度,配制成浓度为200 $\mu\text{g/L}$ 的混合内标工作液, $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下避光保存,有效期1个月。

5.5 材料

5.5.1 混合型强阴离子交换柱:60 mg/3 mL,或相当者。

5.5.2 微孔滤膜:0.22 μm ,有机相。

6 仪器和设备

6.1 液相色谱-串联质谱仪:配有电喷雾离子源(ESI)。

6.2 分析天平:感量0.000 01 g和0.01 g。

6.3 氮吹仪。

6.4 超声波清洗仪。

6.5 酸度计。

6.6 涡旋混合器。

6.7 高速离心机:不低于8 000 r/min。

6.8 组织匀浆机。

6.9 固相萃取装置。

7 试样的制备与保存

7.1 试样的制备

取适量新鲜或冷藏的空白或供试禽蛋,去壳并使均质。

a) 取均质后的供试样品,作为供试试样;

b) 取均质后的空白样品,作为空白试样;

c) 取均质后的空白样品,添加适宜浓度的标准工作液,作为空白添加试样。

7.2 试样的保存

—18℃以下保存。

8 测定步骤

8.1 提取

称取试料(5±0.05) g,于50 mL聚丙烯离心管,加50 μL混合内标工作液和6 mL 10%偏磷酸-20%乙腈溶液,涡旋1 min混匀,超声10 min,8 000 r/min离心5 min。取上清液于另一50 mL离心管中,残渣中加6 mL 10%偏磷酸-20%乙腈溶液,重复提取1次,合并2次提取液。在提取液中加10 mL叔丁基甲醚,涡旋1 min混匀,4 500 r/min离心5 min,转移上层有机相至另一50 mL离心管,用10 mL叔丁基甲醚重复提取1次,合并上层有机相。加入10 mL磷酸盐缓冲液,涡旋2 min,4 500 r/min离心5 min,弃去上层有机相,下层磷酸缓冲液备用。

8.2 净化

固相萃取柱依次用甲醇和水各3 mL活化,取备用液过柱,依次用0.05 mol/L NaOH溶液和甲醇溶液各3 mL淋洗,用2%甲酸-甲醇溶液6 mL洗脱。收集洗脱液,40℃水浴氮气吹干,残余物中加0.1%甲酸-甲醇溶液1.0 mL涡旋1 min,过0.22 μm滤膜,供液相色谱-串联质谱仪测定。

8.3 标准曲线的制备

精密量取适量混合标准工作液及混合内标标准工作液,用初始流动相稀释配制成浓度为1 ng/mL、2 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、40 ng/mL的系列标准溶液(内标均为10 ng/mL),供液相色谱-串联质谱仪测定。以测得的待测物与对应内标的特征离子峰面积之比 为纵坐标、标准溶液浓度为横坐标,绘制标准曲线,求回归方程和相关系数。

8.4 测定

8.4.1 液相色谱参考条件

- a) 色谱柱: C₁₈色谱柱(100 mm×2.1 mm,1.8 μm),或性能相当者;
- b) 流动相: A为0.1%甲酸水溶液, B为甲醇,梯度洗脱程序见表1;

表1 梯度洗脱程序

时间 min	A %	B %
0.00	90	10
4.00	80	70
4.10	8	100
5.00	0	100
5.10	90	10
6.00	90	10

- c) 流速:0.4 mL/min;
- d) 柱温:30℃;
- e) 进样量:5.0 μL。

8.4.2 质谱参考条件

- a) 离子源:电喷雾离子源;
- b) 扫描方式:正离子扫描;
- c) 检测方式:多反应监测;
- d) 毛细管电压:3 000 V;
- e) 离子源温度:150℃;
- f) 脱溶剂流速:15 L/min;
- g) 鞘气温度:300℃;
- h) 鞘气流速:12 L/min;

i) 待测物定性离子对、定量离子对和碰撞能量和碎片电压见表 2。

表 2 定性离子对、定量离子对、碰撞能量和碎片电压

化合物名称	定性离子对(碰撞能量) <i>m/z</i> (eV)	定量离子对(碰撞能量) <i>m/z</i> (eV)	碎片电压 V
QCA	175>129(18) 175>101.9(35)	175>129(18)	380
MQCA	189.1>145.1(10) 189.1>143.1(15)	189.1>145.1(10)	380
QCA-D ₄	179>133(20) 179>106(35)	179>106(35)	380
MQCA-D ₄	192.9>149(12) 192.9>146.9(15)	192.9>149(12)	380

8.4.3 定性测定

在相同测试条件下,试料溶液中 QCA 和 MQCA 与其内标 QCA-D₄ 和 MQCA-D₄ 的保留时间之比与标准溶液中 QCA 和 MQCA 与其内标 QCA-D₄ 和 MQCA-D₄ 的保留时间之比偏差在 1% 以内;且检测到的相对离子丰度应与浓度相当的校正标准溶液相对丰度一致,其允许偏差为±40%。

8.4.4 定量测定

取试料溶液和相应的标准溶液,做单点或多点校准,按内标法定量,试料溶液及标准溶液中目标物的响应值均应在仪器检测的线性范围之内。在上述色谱-质谱条件下,标准溶液特征离子质量色谱图见附录 A。

8.5 空白试验

取空白试样,除不加药物外,采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

9 结果计算和表述

试样中待测物的残留量按标准曲线或公式(1)计算。

$$X = \frac{A_i \times A'_{is} \times C_s \times C_{is} \times V}{A_{is} \times A_s \times C'_{is} \times m} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- X ——供试试样中待测物残留量的数值,单位为微克每千克(μg/kg);
- A_i ——供试试料溶液中待测物的峰面积;
- A'_{is} ——标准溶液中同位素内标的峰面积;
- C_s ——标准溶液中待测物浓度的数值,单位为微克每升(μg/L);
- C_{is} ——供试试料溶液中同位素内标浓度的数值,单位为微克每升(μg/L);
- V ——供试试样最终定容体积的数值,单位为毫升(mL);
- A_{is} ——供试试料溶液中同位内标的峰面积;
- A_s ——标准溶液中待测物的峰面积;
- C'_{is} ——标准溶液中同位素内标浓度的数值,单位为微克每升(μg/L);
- m ——供试试样质量的数值,单位为克(g)。

10 检测方法的灵敏度、正确度和精密度

10.1 灵敏度

本方法中 QCA 和 MQCA 的检出限均为 0.2 μg/kg,定量限均为 0.5 μg/kg。

10.2 正确度


本方法中 QCA 和 MQCA 在 0.5 μg/kg~10.0 μg/kg 添加浓度水平上的回收率为 70%~120%。

10.3 精密度

本方法批内相对标准偏差≤20%,批间相对标准偏差≤20%。

附 录 A
(资料性)
标准溶液特征离子质量色谱图

标准溶液特征离子质量色谱图见图 A. 1。



注:QCA 和 MQCA 浓度均为 10 $\mu\text{g/L}$,QCA-D₁ 和 MQCA-D₁ 浓度均为 10 $\mu\text{g/L}$ 。

图 A. 1 标准溶液特征离子质量色谱图

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
食品安全国家标准 禽蛋中卡巴氧和噻乙醇代谢物
残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

GB 31659.9—2025

* * *

中 国 农 业 出 版 社 出 版
(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)
(邮政编码:100125 网址:www.ccap.com.cn)
北京印刷集团有限责任公司印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

* * *

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 0.75 字数 15 千字


2025 年 8 月第 1 版 2025 年 8 月北京第 1 次印刷

书号: 16109·10318

定价: 24.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 59194261



GB 31659.9—2025